



Retour sur la RCP par le BASICBilly+ :

- Profondeur de compression
- Taux de compression
- Relâchement complet de la poitrine
- Volume de ventilation approprié
- Temps de repos



FORMATION À LA RCP **BASICBilly+**

Le nouveau mannequin BASICBilly+ de Basic Life Support est désormais accompagné d'un **retour d'information direct sur la RCP Kit** de mise à niveau qui permet aux étudiants et aux instructeurs de former efficacement à la RCP grâce à la gratuité, des applications mobiles précises et conviviales, optimisées par **heartisense®**.

Ce mannequin de haute qualité et économique, **conforme à la norme AHA**, est une solution complète pour la formation, surveiller, analyser et faire un compte rendu des performances de la RCP. Le mannequin se connecte à l'application à l'aide d'une forte connexion Bluetooth fiable ; il n'est pas nécessaire de configurer un réseau sans fil.

L'application Instructeur fournit une **analyse détaillée des performances de jusqu'à 6 mannequins simultanément**, tandis que l'application Étudiant permet aux étudiants de voir et suivre directement leurs performances en matière de RCP.


➤ LE MANNEQUIN D'ENTRAÎNEMENT DE RCP ÉCONOMIQUE ET FIABLE : AHA CONFORME À LA RÉTROACTION DIRECTE



L'application intuitive
de retour Étudiant suit et
analyse l'amélioration des
performances



Les résultats des étudiants
peuvent être enregistrés et
offrent une fonctionnalité
complète de débriefing



L'application Instructeur
suit jusqu'à 6 étudiants
simultanément

Fonctionnalités de l'application de RCP (avec kit de mise à niveau) :

- Fournit une note globale et indique les points à améliorer pendant la RCP
- Retour direct (en temps réel) et sous forme de bilan de la RCP pour les étudiants
- Enregistrement des résultats des étudiants pour examen
- Exportation ou partage des résultats/du certificat des étudiants sous forme de fichier PD
- L'écran de l'instructeur peut suivre jusqu'à 6 mannequins simultanément
- L'instructeur peut utiliser l'analyse de la RCP pour réaliser un débriefing détaillé
- Basculement facile entre le mode de formation traditionnelle à la RCP et le mode « compression uniquement »



BASICBilly+

inclut le simulateur de formation
et le kit de mise à niveau*

Peau plus claire : 8000951

Peau plus foncée : 8000953



Vous possédez déjà un simulateur BASICBilly ?

Achetez uniquement le kit de mise à niveau pour équiper votre mannequin des fonctionnalités de retour direct requises par l'American Heart Association (AHA). Le matériel du kit de mise à niveau de l'ensemble des simulateurs de réanimation de base BASICBilly est facile à installer et les applications peuvent être téléchargées depuis votre App Store.

Contenu du colis à la livraison du kit de mise à niveau pour BASICBilly+ :

- Kit complémentaire avec capteur de ventilation fixé
- Sachet pulmonaire avec support pour capteur de ventilation
- Autocollants pour identification couleur
- Guide d'installation
- nécessite 2 piles « AA », non fournies

1022626



DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SONT DISPONIBLES EN LIGNE À L'ADRESSE 3BSCIENTIFIC.COM



France 3B Scientific S.A.R.L. • 8, Rue Jean Monnet, Z.I. Parc 3 • 68870 Bartenheim • France
3bscientific.fr • Phone : 03.89.7075.20 • Fax : 03.89.70.75.21 • E-mail : commande@3bscientific.com