

Je hebt slangen en slangen. In een practicumlokaal heb je een echte gas slang nodig als je met een brander wil werken. Een vacuümslang, rubberslang of siliconenslang is nog steeds geen gas slang. Vier tips voor een goed en veilig gebruik van de gas slang.

1. Kies een gas slang naar keuze
Dat klinkt eenvoudig maar de keuze is groot. Zo kun je kiezen voor een stevige dikke slang die moeilijk kapot te krijgen is. Of je kiest voor een soepel model die weer makkelijk op tafel te (ver)leggen is. Alle slangen hebben voor- en nadelen. De keuze is aan jou. Zolang je dus maar voor een echte gas slang kiest!
2. Noteer de datum
De datum waarop het gas voor de eerste keer door de slang gaat, wordt de ingebruikname datum van de slang genoemd. Schrijf deze op de slang of leg het ergens vast. De datum die op de slang kan staan is dus niet automatisch de THT datum. Deze ingebruikname datum is belangrijk omdat de slang na maximaal 5 jaar te vervangen dient te worden. Of je deze nu veel of weinig gebruikt. Zodra er gas door de slang is geweest gaat deze tijd in.
3. Controleer
De houdbaarheid van de slang is ook afhankelijk van het gebruik en de opslag. Wordt er vaak aan de slang getrokken? Veel strak opgerold en weer uitgerold? Is de slang moeilijk over de gas aansluitingen te krijgen? Misschien dien je de slang dan wel eerder te vervangen. De slangen moeten regelmatig nagekeken worden op scheurtjes, poreus worden of andere afwijkingen.
4. Iets gevonden wat niet hoort? Gelijk vervangen!

Kortom:

- kies de gewenste gas slang
- noteer de ingebruikname datum
- controleer regelmatig de gas slang op scheuren of afwijkingen
- vervang na 5 jaar of eerder